

ID	Vorbedingungen	Schritt für Schritt Vorgehen	Erwartetes Resultat	Getestet	Test erfolgreich?	Wer und Wann?	
1	Vom Hauptscreen aus starten (Alarm deaktiviert)	1. Daten eingeben (Name und Tel Nummern)	1. Die Daten werden abgespeichert und bleiben auch nach einem Neustart der App da	Ja	Ja	Manassés Zähler 19.01.2024, 15:11	
2	Vom Hauptscreen aus starten (mit eingegebenen Daten)	1. Auf "Activate" klicken	1. "Activated" Status, die Daten können nicht mehr bearbeitet werden	Ja	Ja	Manassés Zähler 19.01.2024, 15:11	
3	Vom Hauptscreen aus starten (Alarm aktiviert) (Shake Threshold programmatisch bereits angepasst)	1. Handy schütteln 2. Stürzen / auf den Boden aufprallen	1. KEIN Countdown soll gestartet werden 2. Ein Countdown soll gestartet werden	Ja	Ja	Manassés Zähler 19.01.2024, 15:12	
4	In einem Countdown sein	1. Auf "Cancel" klicken	1. Der Countdown soll gestoppt werden. Dabei darf der Alarm nicht durch einen Fehler trotzdem ausgeführt werden. Man gelangt zum Home Screen mit deaktiviertem Alarm.	Ja	Ja	Manassés Zähler 19.01.2024, 15:12	
5	In einem Countdown sein	1. Nichts anklicken, warten bis Countdown abläuft 2. Nach Ablaufen auf "Back Home" klicken	1. Ein Alarm soll ausgeführt werden und der Text entsprechend angepasst werden. Sowie eine SMS an alle Notfallkontakte gesendet werden. 2. Zurück zum Home Screen gelangen mit deaktiviertem Alarm.	Ja	Ja	Manassés Zähler 19.01.2024, 15:12	
6	Vom Hauptscreen aus starten (Alarm aktiviert)	1. Auf "Deactivate" klicken	1. Die Daten kann man wieder anpassen und der Alarm zeigt den Status "Deactivated".	Ja	Ja	Manassés Zähler 19.01.2024, 15:13	